



EN: STEEP-T™ MULTI SPECIALTY PATIENT POSITIONING SYSTEM

MANUFACTURED BY:
DeRoyal Industries, Inc.
200 DeBush Lane
Powell, TN 37849 USA
888.938.7828 or (001) 865.938.7828
www.deroval.com

MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33 – Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

UK Responsible Person
MedEnvoy UK Limited
85, Great Portland Street, First Floor
London, W1W 7LT
United Kingdom



PART#0-2340G I REVISED 2/24

©2024 DeRoyal Industries, Inc.
All Rights Reserved. DeRoyal, the DeRoyal logo, and Steep-T™ are trademarks or registered trademarks of DeRoyal Industries, Inc.

ES: STEEP-T™ SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE PARA MÚLTIPLES ESPECIALIDADES

FR: SYSTÈME DE POSITIONNEMENT DE PATIENT STEEP-T™ ADAPTÉ À DIFFÉRENTES SPÉCIALITÉS

DE: STEEP-T™ CHIRURGISCHE PATIENTENLAGERUNGSSYSTEM

PT: SISTEMA DE POSICIONAMENTO DE PACIENTES MULTIESPECIALIDADES STEEP-T™

NL: STEEP-T™ MULTISPECIALISTISCH PATIËNTENPOSITIONERINGSSYSTEEM

DA: STEEP-T™ PATIENTPOSITIONERINGSSYSTEM MERE FLERE FUNKTIONER

SE: STEEP-T™ MULTI SPECIALTY-POSITIONERINGSSYSTEM FÖR PATIENTER

NO: STEEP-T™ MULTISPESIALITETS PASIENTPOSISJONERINGSSYSTEM

EL: ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ STEEP-T™ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

STEET-T™ MULTI SPECIALTY PATIENT POSITIONING SYSTEM

	SINGLE PATIENT USE
	NON-Sterile
	MEDICAL DEVICE
	DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED
	NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX

FEDERAL U.S.A. LAW RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE OR USE BY OR ON THE ORDER OF A PHYSICIAN OR PROPERLY LICENSED PRACTITIONER.

IMPORTANT INFORMATION

Please read all instructions, warnings, and cautions before use. Correct application is essential for proper functioning of product.

INTENDED USE

The STEEP-T™ Multi Specialty Patient Positioning System is intended to help prevent unwanted movement when patients are in steep-angled positions while protecting patients from nerve injuries, potential pressure injuries, and/or tissue breakdown.

CONTRAINDICATIONS

- DO NOT use on patients over 500lbs.

WARNINGS

- Prior to use, inspect the kit components for damaged, missing, or contaminated components.
- DO NOT attempt to carry patients while using this device.
- Use only as directed.
- Ensure kit components are installed correctly and the patient is properly positioned on the device to prevent movement.
- DO NOT use the kit without all components included in the kit.
- Discontinue use if skin reaction occurs.

CAUTIONS

- The components within this system have only been tested in conjunction with each other. Use of outside components could alter proper performance.
- Ensure the OR table pad is attached securely to the OR table.
- Be sure to follow your hospital's policies and procedures for patient monitoring.
- Discontinue use if device does not properly support patient.

DIRECTIONS FOR USE

PREPARE THE OR TABLE

- Remove the current back/seat section w/ perineal cutout pad from the OR Table.
- Replace with the provided back/seat section w/ perineal cutout pad designed for our system, ensuring it is attached securely to the OR table.

APPLYING PATIENT POSITIONING SYSTEM WITH ARM PROTECTION WEDGE

- Place the patient pad with handles and head support pillow into correct position to receive a patient.

APPLYING PATIENT POSITIONING SYSTEM WITH ARM PROTECTION PADS

- Place the patient pad with handles and head support pillow into the correct position to receive a patient.

- Utilizing the shorter strap and both sides of the bed rail, secure the patient pad to the OR table pad. **NOTE:** The location of the strap should correspond to the lower lumbar region of the patient. **IMPORTANT: DO NOT** secure strap to bed rails at this time.

- Transfer patient onto the OR table. If patient needs to be repositioned, use the attached handles to reposition the patient as needed and resecure the table strap. **NOTE:** When repositioning the patient pad ensure the pad is completely lifted off the interlocking OR table pad. The non-skid material are designed to not slide on one another.

- Once patient is properly positioned, secure the foam pad to the OR table by tightening straps to compress the patient pad and OR table pad together.

- Place the scalpel wedges under each shoulder for additional points of fixation. Using one hand to raise the patient's shoulder, place a scalpel wedge slightly angled towards the sternum or midline of the body. Repeat with other shoulder.

- To place the arm wedge, gently roll the patient toward the clinician and place the wedge under the patient with the peak of the wedge aligned with the lateral edge of the torso. Align the top of the device with the middle of the humerus or upper arm. Secure the arm tightly in position with the hook and loop closure system. **NOTE:** The arm securing wedges should cover the table securing strap so it does not contact the patient's skin.

- Secure the patient's arms.

- Place the longer chest strap across the patient and secure to the bed railing tautly.

- Before the procedure begins, make a visual assessment to ensure the surgical team is in agreement with final patient positioning.

CLEANING INSTRUCTIONS

- Follow hospital protocol.
- DeRoyal has validated that the following cleaning agents or

their equivalents are acceptable for cleaning:

- Hydrogen Peroxide
- Dispatch® Hospital Cleaner Disinfectant

STORAGE AND TRANSPORT CONDITIONS

	KEEP DRY
	KEEP AWAY FROM SUNLIGHT

In addition to the competent authority in the country where the patient resides, serious incidents must be reported to DeRoyal Industries, Inc.

WARRANTY

DeRoyal® products are warranted for one hundred twenty (120) days from the date of shipment from DeRoyal as to product quality and workmanship. **DEROYAL'S WRITTEN WARRANTIES ARE GIVEN IN LIEU OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.**

ES: ESPAÑOL

STEEP-T™ SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE PARA MÚLTIPLES ESPECIALIDADES

	USÉSE UNA POR PACIENTE
	NO ESTÉRIL
	DISPOSITIVOS MÉDICOS
	NO UTILIZAR SI EL ENVASE ESTÁ DAÑADO NO UTILIZAR SI EL ENVASE ESTÁ DAÑADO
	NO REALIZADA CON LÁTEX O CAUCHO NATURAL

SOLO DADO DE RECIBIDA

RECIBIDA CON LA PRESCRIPCÓN FACULTATIVA

LA LEY FEDERAL DE EE. UU. EXIGE LA PRESENTACIÓN DE UNA PRESCRIPCÓN DEL MÉDICO O PROFESIONAL SANITARIO AUTORIZADO PARA EL USO Y LA VENTA DE ESTE DISPOSITIVO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Lea todas las instrucciones, advertencias y precauciones antes de usar este producto. Es esencial aplicar correctamente este producto para que funcione de forma adecuada.

USO PREVISTO

El sistema de posicionamiento del paciente para múltiples especialidades STEEP-T™ está indicado para ayudar a prevenir movimientos no deseados cuando el paciente se encuentra en una posición de angulación empinada y, al mismo tiempo, proteger de lesiones que afectan al nervio, potenciales úlceras por presión y/o rotura del tejido.

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE CON LA MESA QUIRÚRGICA

- Coloque la almohadilla del paciente con las asas y la almohadilla de apoyo para la cabeza en la posición correcta para recibir al paciente.

- Para fijar la almohadilla del paciente a la almohadilla de la mesa quirúrgica, utilice la correa más corta y ambos lados de la barandilla de la cama. La ubicación de la correa debe coincidir con la región lumbar inferior del paciente. **IMPORTANTE: NO** fije la correa a las barandillas de la cama en este momento.

- Traslade al paciente a la mesa quirúrgica. Si es necesario cambiar de posición al paciente, utilice las asas fijas para colocarlo en la posición requerida y haga de nuevo la correa de la almohadilla. Al reposicionar la almohadilla del paciente verifique que la almohadilla se haya desbloqueado por completo de la colchoneta de la mesa quirúrgica. Los materiales antideslizantes están diseñados para no desplazarse uno sobre otros.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- No use en pacientes que superen las 500 libras (226,8 kg).

ADVERTENCIAS

- Antes de usar, controle que en el juego no haya componentes dañados, faltantes o contaminados.
- NO intente trasladar pacientes mientras se utiliza este dispositivo.
- Use exclusivamente como se indica.
- Verifique que los componentes del juego estén instalados correctamente y que el paciente esté posicionado de manera adecuada sobre el dispositivo para evitar que se mueva.
- NO utilice el juego si no están incluidos todos los componentes en el mismo.
- Suspenda su uso si el dispositivo no sostiene al paciente correctamente.

PRECAUCIONES

- Los componentes que forman este sistema solamente han sido probados en conjunto uno con otros. El uso de componentes externos podría alterar el correcto funcionamiento.
- Verifique que la almohadilla de mesa quirúrgica se encuentra adherida firmemente a la mesa quirúrgica, y que esté limpia y libre de residuos.
- Siga la política y los procedimientos del hospital en lo que respecta al monitoreo del paciente.
- Suspnda su uso si el dispositivo no sostiene al paciente correctamente.

INSTRUCCIONES DE USO

STEEP-T™ CHIRURGISCHE PATIENTENLAGERUNGSSYSTEM

	EINPATIENTENGEbraUCH
	UNSTERIL
	MEDIZINPRODUKTE
	BEI SCHÄDLICHER VERPACKUNG NICHT VERWENDEN
	ENTHÄLT KEINEN KUNZINKAUTSCHUK

NUR ZUR VERWENDUNG DURCH ARZT-ZW. REZEPTEPERSONAL

ZUR ÄRZTLICHE VERORDNUNG HIN ABEGEZOGEN WERDEN.

WICHTIGE ANWEISUNGEN

- NIET bei Patienten mit einem Körpergewicht über 500 lbs (226 kg) verwenden.

GEGENANZEIGEN

- NIET bei Patienten mit einem Körpergewicht über 500 lbs (226 kg) verwenden.

WAHRNUNGSWEISE

- Die Bestandteile des Kits vor der Verwendung auf beschädigte, fehlende oder kontaminierte Komponenten überprüfen.

- Der Patient darf während der Verwendung dieses Produkts NICHT transportiert werden.

- Nur gemäß den Anweisungen benutzen.

- Sicherstellen, dass die Bestandteile des Kits korrekt angebracht sind und der Patient richtig auf dem Produkt gelagert ist, um Bewegungen zu verhindern.

- Das Kit MUSS in seiner Vollständigkeit, mit allen im Kit enthaltenen Bestandteilen, verwendet werden.

- Die Anwendung bei Auftreten von Hautreaktionen abbrechen.

VORSICHTSHINWEISE

- Die Bestandteile dieses Systems wurden nur zur Verwendung miteinander geprüft. Die Verwendung anderer, nicht in diesem System enthaltenen Bestandteile kann die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen.

- Sicherstellen, dass die OP-Tischauflage sicher am OP-Tisch befestigt und sauber und frei von Rückständen ist.

- Die Vorschriften und Richtlinien Ihres Krankenhauses hinsichtlich der Patientenkontrolle befolgen.

- Die Anwendung abbrechen, wenn das Produkt keine angemessene Patientenunterstützung bieten kann.

ANLEITUNG FÜR DEN GEBRAUCH

VORBEREITUNG DES OP-TISCHES

Tout incident grave doit être signalé à l'autorité compétente du pays ou réside le patient ainsi qu'à DeRoyal Industries, Inc.

STEEP-T™ PATIENTPOSITIONERINGSSYSTEM MERE FLERE FUNKTIONER

	TIL ENGANGSBRUG
	MEDICINSK UDSTYR
	IKKE-STERIL
	MÅ IKKE BRUGES, HVIS PAKKEN ER BESKADIGET
	IKKE FREMSTILLEL MED NATURGUMMILATEK
	RECEPTPLIGTIG
	AMERIKANSK LOVGIVNING BEGRÆNSER DENNE ANORDNING TIL SALG ELLER ANVENDELSE AF ELLER PÅ ORDINATION AF EN LÆGE.

VIGTIGE OPLYSNINGER
Læs alle instruktioner, advarsler og forholdsregler før brug. Korrekt anvendelse er afgørende for, at produkterne ordentligt.

TILSIGTET BRUG
STEEP-T™ patientpositioneringssystem med flere funktioner er beregnet til at afhjælpe ønsket bevægelse, når patienten befinner sig i positioner med stede hældninger, og beskytter patienten mod nervedskader, eventuelle trykskader og/eller væsmedbrænding.

KONTRAINDIKATIONER
• MÅ IKKE anvendes til patienter over 500 lbs (226,8 kg).

AVARSRLER
• For bruk, undersøges sættets komponenter for skade, mangler eller kontaminerede komponenter.
• **FORSIGT** IKKE at bære patienter vha. dette udstyr.
• Må kun anvendes som anvis.
• Sørg for, at sættets komponenter er monteret korrekt, og at patienten er anbragt korrekt på udstyr for at forhindre bevægelse.
• Sættet må IKKE bruges uden alle de komponenter, der følger med sættet.
• Stop brugen, hvis der opstår hudreaktioner.

FORHOLDSREGLER
• Systemets komponenter er kun testet, når de bruges sammen. Brug af andre komponenter kan ændre korrektivene.
• Sørg for, at operationsunderlaget er sikert fastgjort til lejeren. Gengiv er rent og fri for restmaterialer.
• Sørg for at følgende hospitals retningslinjer og procedurer i henhold til patientovervågning.
• Stop brugen, hvis der opstår ikke understøttet patienten korrekt.

BRUGSVÆLDING
FØRBERED OPERATIONSLEJET
1. Fjern den nuværende ryg-/sædesektion med perineal udskæringspude fra operationsbordelet.
2. Udskift med den medfølgende ryg-/sædesektion med perineal udskæringspude, der er udviklet til vores system, og sorg for, at den er fastgjort sikert til operationsbordelet.

STEEP-T™ MULTISPECIALISTISCH PATIENTPOSITIONERINGSSYSTEM
1. UITSLIJDEND BEDOELD VOOR GEBRUIK BIJ EEN PATIENT

	NIET-STERIEL
	MEDISCHE HULPMIDDELLEN
	NIET GEBRUIKEN ALS DE VERPAKKING IS BESCHADIGD
	NIET VERVAARDIGD UIT NATUURLATEX

GEBRUIK UITSLIJDEND OP VOORSKRIFT VAN MEDISCH PERSONAL

BRÄNGLIG INFORMATION
Läs vörubrölle alla anvisningar, varnande och informationer om en aändachpunktur. En correcte toepassing är essentiell för den juiste werking van het product.

BEBOGD GEBRUIK
Het STEEP-T™ multispecialistisch patientpositioneringssysteem is bedoeld om te helpen ongewenste bewegingen van patienten te voorkomen wanneer deze zich in een steile positie bevinden en om patienten te beschermen tegen zenuwletsel, mogelijk decubitus en/of weefselaftrekkers.

CONTRA-INDICATIONS
• NIET gebruiken bij patienten die zwanger wegen dan 500 lbs (226,8 kg).

WAARSCHUWINGEN
• Controleer de componenten van de kit vóór gebruik om te gaan of er beschadige, ontbrekende of vervuilde componenten zijn.
• Probeer NIET patienten te dragen terwijl dit hulpmiddel is aangebracht.
• Gebruik het alleen op de voorgeschreven wijze.
• Zorg dat de componenten van de kit goed worden aangebracht en de patiënt op de juiste wijze op het hulpmiddel is geplaatst zodat beweging wordt voorkomen.
• Gebruik het hulpmiddel **UITSLIJDEND** in combinatie met alle componenten in de kit.
• Stop het gebruik als er een huideactie optreedt.

AANDACHTSPUNTEN
• De componenten van dit systeem zijn uitsluitend in combinatie met elkaar getest. Gebruik van andere componenten kan de juiste werking beïnvloeden.
• Zorg dat het operatietafelmatras goed aan de operatietafel is bevestigd, schoon is en vrij van residuen.
• Volg het beleid en de procedures van uw ziekenhuis ten aanzien van het monitoren van de patiënt.
• Stop niet het gebruik als het hulpmiddel de patiënt onvolledig steunt.

GEbruiksaanwijzing
DE OPERATIETAEL VOORBEREIDEN
1. Verwijder het huidige rug-/zitgedeelte met perineale uitstapping van de operatietafel.
2. Vervang het door meegeleverde rug-/zitgedeelte met perineale uitstapping dat is ontworpen voor ons systeem en

STEEP-T™ MULTISPECIALITETS PASIENTPOSISJONERINGSYSTEM
1. BRUK AV ÉN PASIENT

	MD
	MEDISINSK ENHET
	IKKE-STERIL
	IKKE BRUK HVIS PAKKEN ER SKADET
	IKKE LAGET MED NATURGUMMILATEK

KUN PÅ RESEPT
FEDERAL AMERIKANSK LOVGIVNING BEGRÆNSER DETTE USTYRET TIL SALG ELLER BRUK AV ELLER PÅ ØRDRÉ FRÅ EN LEGE ELLER BEHØRG LISENSED RTUV.

VIGTIG INFORMASJON
Les alle instruksjoner, advarsler og forsiktigheitsregler før bruk. Riktig anvendelse er avgjørende for korrekt funksjon av produktet.

TILSIGTET BRUK
STEEP-T™ multispecialitets pasientposisjoneringsystem er ment å bruke til å forhindre ønsket bevægelse når patienten er i brattvinkelte posisjoner, samtidig som patienten beskyttes mot nervedskader, potensielle trykskader og/eller væsmedbrænding.

KONTRAINDIKASJONER
• IKKE bruk på pasienter over 500 lbs.

AVARSRLER
• For bruk, undersøges sættets komponenter for skade, mangler eller forurensede komponenter.
• IKKE prøv å bære pasienter mens du bruker denne enheten.
• Bruk bare som anvis.
• Sørg for at settkomponentene er riktig installert og at pasienten er riktig plassert på enheten for å forhindre bevægelse.
• IKKE bruk settet uten alle komponentene som er inkludert i settet.
• Avbryt bruken hvis det oppstår hudreaksjoner.

FORSIGTIGHETSREGLER
• Komponentene i dette systemet er bare testet sammen med hverandre. Bruk av eksterne komponenter kan endre riktighet.
• Sørg for at OR-bordpuden er festet sikert til OR-bordet og er ren og fri for rest.
• Sørg for at følge sykehusets retningslinjer og prosedyrer for pasientovervåkning.
• Avbryt bruken hvis enheten ikke støtter pasienten på riktig måte.

BRUKSANVISNING
FORBEREDE OR-BORDET
1. Fjern gjeldende ryg-/sæseseksjon med perineal utskjæringspude fra OR-bordet

STEEP-T™ PATIENTPOSITIONERINGSSYSTEM MERE FLERE FUNKTIONER

ANVENDELSE AF PATIENTPOSITIONERINGSSYSTEM MED ARMSKETTELSESLE

1. Anbring patientunderlaget med håndtag og hovedstøttepute i korrekt position til modtagelse af patienten.

2. Brug den kortere rem og begge sider af sengetten til at fastgøre patientunderlaget til operationslejet underlag. Remmernes placering skal svare til den nedre læzendregion på patienten. **VIGTIG: REMMEN MÅ IKKE fastgøres til sengetten på denne tidspunkt.**

3. Overfor patienten til operationslejet. Hvis patienten skal flyttes, skal du bruge de påsætte håndtag til at flytte patienten efter behov og fastgøre lejets rem igen. **BEMÆRK:** Hvis patientunderlaget omplaceres, skal man sørge for, at underlaget løftes helt fri af operationslejet underlag. De skridsikre materialer er udviklet til ikke at glide fra hinanden.

4. Når patienten er kommet placeret, fastgør skumpladen til sengetten ved at stramme skumpladen omkring patientens skinner på dette tidspunkt.

5. Overfor patienten til operationslejet, og anbringe klinikken med spidsen af kilet justeret efter overkroppens laterale side. Indret udstyrets overdel efter midten af humerus eller overarmen. Fastgør armen, så den er godt på plads, med fastspændingsystemet. **BEMÆRK:** Armskrimskerne skal dække lejet fastspændingsremmen, så den ikke kommer i kontakt med skumpladen.

6. Armklenen placeres ved forsigtigt at rulle patienten mod skumpladen. Sæt den i et korrekt position til at fastgøre patienten ved at stramme skumpladen omkring patientens skinner.

7. Når patienten er kommet placeret, fastgør skumpladen til sengetten ved at stramme skumpladen omkring patientens skinner på dette tidspunkt.

8. Anbring patientunderlaget med håndtag og hovedstøttepute i korrekt position til modtagelse af patienten.

9. Brug den kortere rem og begge sider af sengetten til at fastgøre patientunderlaget til operationslejet underlag. Remmernes placering skal svare til den nedre læzendregion på patienten. **VIGTIG: REMMEN MÅ IKKE fastgøres til sengetten på denne tidspunkt.**

10. Overfor patienten til operationslejet. Hvis patienten skal flyttes, skal du bruge de påsætte håndtag til at flytte patienten efter behov og fastgøre lejets rem igen. **BEMÆRK:** Hvis patientunderlaget omplaceres, skal man sørge for, at underlaget løftes helt fri af operationslejet underlag. De skridsikre materialer er udviklet til ikke at glide fra hinanden.

11. Når patienten er kommet placeret, fastgør skumpladen til sengetten ved at stramme skumpladen omkring patientens skinner på dette tidspunkt.

12. Anbring patientunderlaget med håndtag og hovedstøttepute i korrekt position til modtagelse af patienten.

13. Brug den kortere rem og begge sider af sengetten til at fastgøre patientunderlaget til operationslejet underlag. Remmernes placering skal svare til den nedre læzendregion på patienten. **VIGTIG: REMMEN MÅ IKKE fastgøres til sengetten på denne tidspunkt.**

14. Overfor patienten til operationslejet. Hvis patienten skal flyttes, bruk de vedlagte håndtakene til at flytte patienten efter behov og fest bordstroppen på nyt. **MERK:** Når du flytter patienten, sørг for at puten følger med hælen til den overkommende bordstroppen. De skridsikre materialene er designet for ikke at skli på hinanden.

15. Når patienten er riktig plassert, fest den skumpluten til OR-bordet ved å stramme stroppene for å pressse patienten mot bordet.

16. Fest bordstroppen til sengetten ved å stramme stroppene for å fastgjøre patienten ved bordet.

17. Fest bordstroppen til sengetten ved å stramme stroppene for å fastgjøre patienten ved bordet.

18. Fest bordstroppen til sengetten ved å stramme stroppene for å fastgjøre patienten ved bordet.

19. Fest bordstroppen til sengetten ved å stramme stroppene for å fastgjøre patienten ved bordet.

20. Fest bordstroppen til sengetten ved å stramme stroppene for å fastgjøre patienten ved bordet.

21. Fest bordstroppen til sengetten ved å stramme stroppene for å fastgjøre patienten ved bordet.

22. Fest bordstroppen til sengetten ved å stramme stroppene for å fastgjøre patienten ved bordet.

23. Fest bordstroppen til sengetten ved å stramme stroppene for å fastgjøre patienten ved bordet.

24. Fest bordstroppen til sengetten ved å stramme stroppene for å fastgjøre patienten ved bordet.

25. Fest bordstroppen til sengetten ved å stramme stroppene for å fastgjøre patienten ved bordet.

26. Fest bordstroppen til sengetten ved å stramme stroppene for å fastgjøre patienten ved bordet.

27. Fest bordstroppen til sengetten ved å stramme stroppene for å fastgjøre patienten ved bordet.

28. Fest bordstroppen til sengetten ved å stramme stroppene for å fastgjøre patienten ved bordet.

29. Fest bordstroppen til sengetten ved å stramme stroppene for å fastgjøre patienten ved bordet.

30. Fest bordstroppen til sengetten ved å stramme stroppene for å fastgjøre patienten ved bordet.

31. Fest bordstroppen til sengetten ved å stramme stroppene for å fastgjøre patienten ved bordet.

32. Fest bordstroppen til sengetten ved å stramme stroppene for å fastgjøre patienten ved bordet.

33. Fest bordstroppen til sengetten ved å stramme stroppene for å fastgjøre patienten ved bordet.

34. Fest bordstroppen til sengetten ved å stramme stroppene for å fastgjøre patienten ved bordet.

35. Fest bordstroppen til sengetten ved å stramme stroppene for å fastgjøre patienten ved bordet.

36. Fest bordstroppen til sengetten ved å stramme stroppene for å fastgjøre patienten ved bordet.

37. Fest bordstroppen til sengetten ved å stramme stroppene for å fastgjøre patienten ved bordet.

38. Fest bordstroppen til sengetten ved å stramme stroppene for å fastgjøre patienten ved bordet.

39. Fest bordstroppen til sengetten ved å stramme stroppene for å fastgjøre patienten ved bordet.

40. Fest bordstroppen til sengetten ved å stramme stroppene for å fastgjøre patienten ved bordet.

41. Fest bordstroppen til sengetten ved å stramme stroppene for å fastgjøre patienten ved bordet.

42. Fest bordstroppen til sengetten ved å stramme stroppene for å fastgjøre patienten ved bordet.

43. Fest bordstroppen til sengetten ved å stramme stroppene for å fastgjøre patienten ved bordet.

44. Fest bordstroppen til sengetten ved å stramme stroppene for å fastgjøre patienten ved bordet.

45. Fest bordstroppen til sengetten ved å stramme stroppene for å fastgjøre patienten ved bordet.

46. Fest bordstroppen til sengetten ved å stramme stroppene for å fastgjøre patienten ved bordet.

47. Fest bordstroppen til sengetten ved å stramme stroppene for å fastgjøre patienten ved bordet.

48. Fest bordstroppen til sengetten ved å stramme stroppene for å fastgjøre patienten ved bordet.

49. Fest bordstroppen til sengetten ved å stramme stroppene for å fastgjøre patienten ved bordet.