



## Explanation of Symbols

## Explicación de los símbolos

## Explication des symboles

## Erläuterung der Symbole

## Spiegazione dei simboli

## Explicação dos Símbolos

## Verklaring van de symbolen

## Symbolförklaringar

## Условные обозначения

## Επεξήγηση των συμβόλων

### Rx Only

Caution: Federal U.S.A. law restricts this device to sale or use by or on the order of a physician (or properly licensed practitioner).

Atención: En los EE.UU., las leyes federales solo autorizan la venta o uso de este dispositivo bajo receta médica (o de un profesional autorizado).

Attention : Selon la loi fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu que sur prescription médicale.

Achtung: Laut Gesetz ist der Verkauf dieses Produkts in den USA nur auf ärztliche Anordnung gestattet.

Attenzione: La legge federale statunitense consente la vendita e l'uso di questo dispositivo esclusivamente da parte o su prescrizione di un medico (o di personale debitamente autorizzato).

Atenção: A lei federal (dos Estados Unidos) só permite a venda ou utilização deste dispositivo a médicos ou sob receita destes (ou de outro profissional devidamente credenciado).

Opgelet: In de Verenigde Staten mag dit product uitsluitend door of op voorschrift van een arts (of een daartoe bevoegd paramedisch beroepsbeoefenaar) worden verkocht.

Varning: Denna anordning får endast användas enligt läkares (behörig praktiker) föreskrift.

Предупреждение: Федеральный закон США разрешает продажу этого устройства только врачам (или другим медработникам с надлежащей лицензией) или по их предписанию.

Προσοχή: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α. περιορίζει την πώληση ή τη χρήση αυτής της συσκευής από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.



Do not use if package is damaged

No utilizar si el envase está dañado

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé

Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden

Non utilizzare se la confezione è danneggiata

Não utilizar se a embalagem estiver danificada

Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is

Använd inte om förpackningen är skadad

Не использовать при нарушении целостности упаковки

Να μην χρησιμοποιείται αν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά



Contains or presence of natural rubber latex

Contiene goma de látex natural

Contient ou Présence de latex naturel

Gehalt oder Spuren von natürlichem Latexgummi

Contiene o presenta lattice di gomma naturale

Contém ou apresenta borracha de látex natural

Bevat of aanwezigheid van natuurlijke latex

Består eller inneholder naturlig gummilætex

Содержит натуральный латекс или состоит из него

Περιέχει φυσικό λάτεξ ή ίχνη φυσικού λάτεξ

Application videos are available on [www.deroyal.com](http://www.deroyal.com).

### SIZING

Universal

### CLEANING AND/OR MAINTENANCE

Prior to washing, remove any detachable rigid stays, fasten any buckles and tie any laces to minimize damage during wash and dry cycles. Close any hook and loop fasteners before washing to help prevent lint build up and pilling. For maximum product life and to help prevent any straps from tangling, wash in a mesh laundry bag. Hand or machine-wash with a mild fabric detergent in warm water up to 60°C / 140°F. Bleach as directed on container. Do not iron. Lay flat and open and allow to air dry, or tumble dry on low heat for up to 40 minutes. Inspect the product after washing to ensure it is intact and replace any previously removed stays. Hook and loop fasteners may collect lint after repeated use or laundering, reducing grip strength. As needed, use a stiff bristle brush to remove lint from the "hook" side. Test hook and loop adhesion before use and discard product if hook and loop does not hold securely. During the washing, metal buckles could bend and plastic quick-release buckles could crack or break. Always ensure that all buckles are in good working order and are not bent, cracked or broken before each use. If the product is damaged, do not use it and replace it with a new one. Customers could expect up to 5% shrinkage in cotton materials over the life of the product.

### WARRANTY

DeRoyal products are warranted for one hundred twenty (120) days from the date of shipment from DeRoyal as to product quality and workmanship. **DEROYAL'S WRITTEN WARRANTIES ARE GIVEN IN LIEU OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.**

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Entourer la ceinture autour du patient et du dos du fauteuil roulant, puis attacher la fermeture hook and loop. Pour la fonctionnalité auto-détachable, veiller à ce que la fermeture hook and loop soit placée devant le patient. Pour en faire un dispositif plus restrictif, veiller à ce que la fermeture hook and loop soit située dans le dos du fauteuil roulant.
- Ne pas trop serrer. Afin de ne pas entraver la circulation, il doit être possible de glisser deux doigts entre le dispositif et le patient.

Des vidéos de l'application sont disponibles sur [www.deroyal.com](http://www.deroyal.com).

### TAILLE

Universel

### NETTOYAGE ET/OU MAINTENANCE

Avant le nettoyage, retirer tout renfort rigide amovible, serrer les éventuelles boucles et fixer les éventuels cordons pour éviter tout endommagement pendant les cycles de nettoyage et de séchage. Réformer toute fermeture auto-agrippante avant le nettoyage, de façon à éviter une éventuelle accumulation de peluches ou un boulochage. Pour optimiser la durée de vie du produit et éviter tout enchevêtrement de sangles, placer l'élément dans un sac/filet. Laver à la main ou en machine avec du détergent pour tissu doux dans de l'eau à température située entre 60 et 140 °F. Blanchir en suivant les instructions figurant sur l'emballage. Ne pas repasser. Poser à plat et ouvert, puis laisser sécher à l'air ou sécher en machine à faible chaleur pendant une durée maximale de 40 minutes. Vérifier que le produit n'est pas endommagé après lavage et réinstaller tout renfort préalablement retiré. Les fermetures auto-agrippantes peuvent accumuler des peluches après une utilisation ou des nettoyages répétés, ce qui risque de limiter leur adhérence. Le cas échéant, utiliser une brosse à soies dures pour retirer les peluches sur le côté « agrippant ». Tester la capacité auto-agrippante de la fermeture avant l'utilisation et mettre le produit au rebut si l'adhérence n'est pas suffisante. Pendant le nettoyage, les boucles métalliques peuvent se déformer et les boucles à fermeture rapide en plastique peuvent se fissurer ou casser. Toujours s'assurer que les boucles sont en bon état de fonctionnement et non déformées, fissurées ou cassées avant chaque utilisation. Si le produit est abîmé, ne pas l'utiliser et le remplacer par un produit neuf. Le client doit s'attendre à un pourcentage de perte de 5 % du coton au cours de la durée de vie du produit.

Des vidéos de l'application sont disponibles sur [www.deroyal.com](http://www.deroyal.com).

### TAILLE

Universel

### NETTOYAGE ET/OU MAINTENANCE

Avant le nettoyage, retirer tout renfort rigide amovible, serrer les éventuelles boucles et fixer les éventuels cordons pour éviter tout endommagement pendant les cycles de nettoyage et de séchage. Réformer toute fermeture auto-agrippante avant le nettoyage, de façon à éviter une éventuelle accumulation de peluches ou un boulochage. Pour optimiser la durée de vie du produit et éviter tout enchevêtrement de sangles, placer l'élément dans un sac/filet. Laver à la main ou en machine avec du détergent pour tissu doux dans de l'eau à température située entre 60 et 140 °F. Blanchir en suivant les instructions figurant sur l'emballage. Ne pas repasser. Poser à plat et ouvert, puis laisser sécher à l'air ou sécher en machine à faible chaleur pendant une durée maximale de 40 minutes. Vérifier que le produit n'est pas endommagé après lavage et réinstaller tout renfort préalablement retiré. Les fermetures auto-agrippantes peuvent accumuler des peluches après une utilisation ou des nettoyages répétés, ce qui risque de limiter leur adhérence. Le cas échéant, utiliser une brosse à soies dures pour retirer les peluches sur le côté « agrippant ». Tester la capacité auto-agrippante de la fermeture avant l'utilisation et mettre le produit au rebut si l'adhérence n'est pas suffisante. Pendant le nettoyage, les boucles métalliques peuvent se déformer et les boucles à fermeture rapide en plastique peuvent se fissurer ou casser. Toujours s'assurer que les boucles sont en bon état de fonctionnement et non déformées, fissurées ou cassées avant chaque utilisation. Si le produit est abîmé, ne pas l'utiliser et le remplacer par un produit neuf. Le client doit s'attendre à un pourcentage de perte de 5 % du coton au cours de la durée de vie du produit.

### GARANTIE

Les produits DeRoyal offrent une garantie qualité et main-d'œuvre de cent vingt (120) jours à compter de la date d'expédition par DeRoyal. **GARANTIES ÉCRITES DE DEROYAL REMPLACENT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER.**



Improving Care. Improving Business.™



Manufacturer:  
DeRoyal Industries, Inc.  
200 DeBusk Lane  
Powell, TN 37849 USA  
888.938.7828 or 865.938.7828  
[www.deroyal.com](http://www.deroyal.com)



QNET BV  
Hommerterweg 286  
6436 AM Amsternrade  
The Netherlands

### Part #0-701G

Revised 2-2015

©2015 DeRoyal Industries, Inc.  
All Rights Reserved.



2/2015



## FOAM WHEELCHAIR BELT

## CINTURÓN DE ESPUMA PARA SILLA DE RUEDAS

## CEINTURE DE FAUTEUIL ROULANT EN MOUSSE

## SCHAUMSTOFF-KÖRPERGURT MIT KLETTVERSCHLUSS

## CINTURA PER SEDIA IN GOMMA PIUMA

## CINTA PARA CADEIRA DE RODA DE ESPUMA

## SCHUIMRUBBER ROLSTOELRIEM

## RULLSTOLSBÄLTE TILLVERKAT AS SKUMMATERIAL

## ΠΟΡΟΛΟΝΟΒΥΪ ΠΟΪΑ ΔΪΑ ΚΡΕΣΛΑ-ΚΑΤΑΛΚΪ

## ΖΩΝΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΑΜΑΞΪΔΪΟΥ ΑΠΟ ΑΦΡΟΛΕΞ

### INSTRUCCIONES DE USO

- Envuelva el cinturón alrededor del dorso del respaldo de la silla de ruedas y el paciente y fije el cierre de cinta autoadhesiva. Para que el paciente pueda liberarse por sí solo, asegúrese de que el cierre de cinta autoadhesiva esté colocado delante del paciente. Si se necesita una sujeción más restrictiva, asegúrese de que el cierre de cinta autoadhesiva esté colocado detrás de la silla de ruedas.
- No lo apriete demasiado. Entre el producto y el paciente deben caber dos dedos, de forma que no se impida la circulación.

En [www.deroyal.com](http://www.deroyal.com) encontrará vídeos explicativos sobre su colocación.

### TALLAS:

Universal

### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes del lavado, retire todas las ballenas desmontables, abrahe todas las hebillas y ate todos los cordones para reducir al mínimo el riesgo de daños durante los ciclos de lavado y secado. Abrahe todos los cierres de cinta autoadhesiva para ayudar a evitar la formación y acumulación de pelusas. Para prolongar todo lo posible la duración del producto y ayudar a evitar que las correas se enreden, utilice una bolsa para el lavado. Lave el producto a mano o a máquina con un detergente para ropa delicada, en agua templada (máx. 60°/140 F). Para el uso de lejía, consulte las instrucciones del envase. No lo planche. Extiéndalo sobre una superficie plana y deje que se seque al aire, o bien séquelo en la secadora a baja temperatura durante 40 minutos como máximo. Inspeccione el producto para comprobar que esté intacto tras el lavado y vuelva a colocar las ballenas, si las había retirado. En los cierres de cinta autoadhesiva pueden acumularse pelusas tras varios usos o lavados, lo que reduce su capacidad de sujeción. Si es necesario, utilice un cepillo de cerdas duras para retirar las pelusas de la tira de microganchos. Compruebe que las tiras de cinta autoadhesiva se pegan antes de usar el producto y tirelo si no se cierran de forma segura. Durante el lavado, las hebillas de metal pueden deformarse y las hebillas de apertura rápida de plástico pueden agrietarse o romperse. Antes de usar el producto, compruebe siempre que las hebillas funcionen correctamente y que no estén dobladas, agrietadas o rotas. Si el producto está dañado, no lo use; reemplácelo por uno nuevo. Los materiales de algodón que forman el producto podrían encoger hasta un 5% con el paso del tiempo.

### GARANTÍA

Los productos de DeRoyal tienen una garantía contra defectos de calidad y fabricación de ciento veinte (120) días a partir de la fecha de envío de DeRoyal. **LAS GARANTÍAS ESCRITAS DE DEROYAL SUSTITUYEN CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO.**

### GEBRAUCHSANWEISUNG

- Den Gurt an der Rückseite des Rollstuhls und um den Patienten herumführen und mit dem Klettverschluss fixieren. Wenn der Patient den Gurt selbst lösen können soll, den Klettverschluss vor dem Patienten positionieren. Wenn der Patient den Gurt nicht selbst lösen können soll, den Klettverschluss an der Rückseite des Rollstuhls positionieren.
- Nicht zu eng anlegen. Zwischen dem Patienten und dem Produkt sollten zwei Finger Platz haben, damit die Durchblutung nicht behindert wird.

Anwendungsvideos sind unter [www.DeRoyal.com](http://www.DeRoyal.com) abrufbar.

### GRÖSSEN - Einheitsgröße

### REINIGUNG UND/ODER WARTUNG

Befestigen Sie vor dem Waschen alle abnehmbaren Schnallen und binden Sie alle Senkel zusammen, um während der Wasch- und Trockengänge Schäden zu minimieren. Schließen Sie vor dem Waschen alle Klettverschlüsse, um das Ansammeln von Fusseln und Knötchenbildung zu vermeiden. Für maximale Lebensdauer des Produkts und zur Vermeidung, dass sich Riemen verfangen, benutzen Sie beim Waschen ein Waschnetz. Mit einem milden Waschmittel in warmem Wasser mit einer Temperatur bis zu 60°C / 140°F von Hand oder in der Maschine waschen. Wie auf dem Behälter angegeben bleichen. Nicht bügeln. Flach ausgebreitet hängen und an der Luft trocknen lassen, oder bei geringer Wärme bis zu 40 Minuten im Wäschetrockner trocknen. Das Produkt nach dem Waschen auf Schäden überprüfen und alle vormals entfernten Schnallen wieder anbringen. An den Klettverschlüssen kann sich nach wiederholtem Gebrauch oder Wäsche Fusseln ansammeln, die die Haftkraft verringern. Bei Bedarf eine Bürste mit starren Borsten zum Entfernen der Fusseln auf der „Hakensite“ entfernen. Testen Sie die Haftkraft von Klettverschlüssen vor dem Gebrauch und entsorgen Sie das Produkt, falls der Klettverschluss nicht sicher befestigt werden kann. Während des Waschens könnten sich Schnallen aus Metall verbiegen, und Schnellverschlüsse aus Plastik könnten Risse oder Brüche aufweisen. Stellen Sie stets sicher, dass alle Schnallen sich in gutem Zustand befinden und vor dem Gebrauch nicht verbogen, gerissen oder defekt sind. Sollte das Produkt beschädigt sein, es nicht verwenden, sondern durch ein neues ersetzen. Kunden könnten bei Materialien aus Baumwolle ein Einlaufen von 5% während der Lebensdauer des Produkts erwarten.

### GARANTIE

DeRoyal garantiert für den Zeitraum von hundertzwanzig (120) Tagen ab dem Tag des Versands durch DeRoyal, dass seine Produkte frei von Qualitätsmängeln und Herstellungsfehlern sind. **DEROYAL SCHRIFTLICHE GARANTIE TRITT AN DIE STELLE JEDER ANDEREN IMPLIZITEN GARANTIE, EINSCHLIESSLICH DER GARANTIE FÜR VERKEHRSFÄHIGKEIT UND GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT FÜR BESTIMMTE ZWECKE.**

## FOAM WHEELCHAIR BELT

**RX ONLY  
SINGLE PATIENT USE  
NON-STERILE  
NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX**

### IMPORTANT INFORMATION

Please read all instructions, warnings, and precautions before use. Correct application is essential for proper functioning of the product.

Use only on the person it was provided to by a healthcare professional and only for the use it was intended.

### INTENDED USE

The DeRoyal Foam Wheelchair Belt is intended to be prescribed by a properly licensed practitioner to be used to help keep the patient positioned in the wheelchair and prevent forward sliding and getting up unassisted.

### CONTRAINDICATIONS

- Do not use on a patient who is or may become highly aggressive or agitated.
- Never use on a patient if an I.V. or wound site could be compromised by the device.

### WARNINGS

- Improper application or use of any restraint may result in serious injury or death.
- Always secure straps to a portion of the bed or wheelchair that moves with the patient.
- Always keep straps out of patient's reach.
- Belts should be worn over patient's clothing.
- Check the patient regularly to ensure circulation is not compromised.

### PRECAUTIONS

This product is to be fitted initially by a physician (or properly licensed practitioner) who is familiar with the purpose for which it is intended. The physician or practitioner is responsible for providing wearing instructions and precautions to other healthcare practitioners or healthcare providers involved in the patient's care as well as the patient. Consult your physician (or properly licensed practitioner) immediately if you experience sensation changes, unusual reactions, swelling or increased pain while using this product. Follow the instructions of your physician (or properly licensed practitioner) for length and duration of use. Be sure to follow your facility's policies and guidelines for frequency of patient monitoring.

### INSTRUCTIONS FOR USE

- Wrap the belt around the wheelchair back and the patient and secure hook and loop closure. For the self-releasing feature, make sure the hook and loop closure is in front of the patient. For a more restrictive device, make sure the hook and loop closure is behind the wheelchair back.
- Do not over tighten. Two fingers should fit between the device and the patient to ensure circulation is not compromised.

## CEINTURE DE FAUTEUIL ROULANT EN MOUSSE

**RÉSERVÉ AU PERSONNEL MÉDICAL  
USAGE UNIQUE  
NON STERILE  
NON FABRIQUÉ EN LATEX NATUREL**

### INFORMATION IMPORTANTE

Avant utilisation, lire l'ensemble des instructions, avertissements et précautions. Une bonne application garantit le bon fonctionnement du produit.

Utiliser uniquement sur la personne à laquelle le dispositif a été prescrit par un professionnel de santé et uniquement avec l'usage pour lequel il a été conçu.

### USAGE PRÉVU

La ceinture de fauteuil roulant en mousse DeRoyal, prescrite par un praticien agréé, est conçue pour rappeler gentiment au patient de rester dans son fauteuil roulant, afin de lui éviter de glisser en avant et de se redresser sans assistance.

### CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser sur un patient qui est ou qui pourrait devenir fortement agressif ou agité.
- Ne jamais utiliser sur un patient si le dispositif risque d'endommager un emplacement d'intraveineuse ou une blessure.

### AVERTISSEMENTS

- Toute mauvaise application ou utilisation d'une entrave risque de blesser gravement ou de tuer le patient.
- Toujours attacher les sangles à la partie du lit ou du fauteuil roulant qui se déplace avec le patient.
- Toujours tenir les sangles hors de portée du patient.
- Les ceintures doivent être portées par-dessus les vêtements du patient.
- Vérifier périodiquement que la circulation du patient n'est pas entravée.

### PRÉCAUTIONS

Ce dispositif doit être mis en place par un médecin (ou par un praticien agréé) qui connaît l'utilisation prévue du produit. Le médecin ou praticien doit fournir les instructions d'utilisation et les mesures de précaution aux autres praticiens ou prestataires de santé impliqués dans les soins du patient, ainsi qu'au patient. Consultez immédiatement votre médecin (ou praticien agréé) en cas de sensations modifiées, de réactions inhabituelles, de gonflement ou de douleur prolongée lors de l'utilisation de ce produit. Respectez les instructions de votre médecin (ou praticien agréé) concernant la durée d'utilisation du dispositif.

Veillez à respecter les politiques et les directives de votre établissement relatives à la surveillance périodique du patient.

## CINTURÓN DE ESPUMA PARA SILLA DE RUEDAS

### SOLO BAJO PRESCRIPCIÓN FACULTATIVA

### ÚSESE UNO POR PACIENTE

### NO ESTERIL

### NO REALIZADO CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL

### INFORMACIÓN IMPORTANTE

Lea todas las instrucciones, advertencias y precauciones antes de usar este producto. La aplicación correcta es esencial para el funcionamiento adecuado del producto. Debe utilizarse únicamente en el paciente para quien ha sido prescrito por un profesional sanitario, y solo para el uso previsto.

### USO PREVISTO

El cinturón de espuma para silla de ruedas de DeRoyal lo prescribe un profesional sanitario autorizado para ayudar a mantener al paciente sentado correctamente en la silla de ruedas e impedir que se resbale hacia delante o se levante sin ayuda.

### CONTRAINDICACIONES

- No se debe usar en pacientes que presentan o pueden presentar estados de gran agresividad o agitación.
- No lo utilice nunca en un paciente si existe el riesgo de que afecte a una herida o una canalización venosa.

### ADVERTENCIAS

- La colocación incorrecta o el uso de cualquier sujeción física pueden provocar lesiones graves e incluso la muerte.
- Fije siempre las correas a una parte de la cama o la silla de ruedas que se mueva con el paciente.
- Las correas siempre deben estar fuera del alcance del paciente.
- El paciente debe llevar el cinturón sobre la ropa.
- Controle al paciente con regularidad para comprobar que no se producen alteraciones en la circulación.

### PRECAUCIONES

Este producto lo debe colocar inicialmente un médico (o un profesional sanitario autorizado) que esté familiarizado con el uso para el que está indicado. El médico o profesional sanitario es responsable de brindar las instrucciones de uso y precauciones a otros profesionales sanitarios o encargados de la atención médica involucrados en el cuidado del paciente, así como al propio paciente. Consulte de inmediato a su médico (o profesional sanitario autorizado) si se produce una alteración de la sensibilidad, reacciones inusuales, hinchazón o un aumento del dolor mientras utiliza este producto. Siga las instrucciones del médico (o del profesional sanitario autorizado) en cuanto al tiempo de uso.

Siga la política y las pautas de su centro por lo que respecta a la frecuencia de seguimiento del paciente.

## SCHAUMSTOFF-KÖRPERGURT MIT KLETTVERSCHLUSS

### ZUR VERWENDUNG DURCH ARZT- BZW. PFLEGEPERSONAL

### EINPATIENTENGEBRAUCH

### UNSTERIL

### ENTHÄLT KEINEN NATURKAUTSCHUK

### WICHTIGE INFORMATIONEN

Alle Anweisungen, Warnungen und Sicherheitshinweise vor Gebrauch aufmerksam lesen. Sachgerechte Anwendung ist von grundlegender Bedeutung für die Funktionstüchtigkeit des Produkts. Nur für den vorgesehenen Verwendungszweck und nur für die Person verwenden, der es von einer medizinischen Fachkraft bereitgestellt wurde.

### BESTIMMUNGSGEMÄSSE ANWENDUNG

Der Schaumstoff-Rollstuhlgurt von DeRoyal muss von einem zugelassenen Arzt verschrieben werden und ist dazu bestimmt, die Position des Patienten im Rollstuhl zu stabilisieren und zu verhindern, dass der Patient nach vorne rutscht oder ohne Hilfe aufsteht.

### GEGENANZEIGEN

- Nicht bei Patienten anwenden, die sehr aggressiv oder unruhig werden könnten.
- Keinesfalls verwenden, wenn ein IV-Zugang oder eine Wunde des Patienten durch das Produkt beeinträchtigt werden könnte.

### WARNUNGEN

- Die nicht bestimmungsgemäße Anwendung einer Fixierung kann zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen.
- Die Bänder stets an einem Teil des Betts oder Rollstuhls befestigen, der sich mit dem Patienten bewegt.
- Die Bänder dürfen für den Patienten nicht erreichbar sein.
- Der Gurt muss über der Kleidung des Patienten angelegt werden.
- Regelmäßig kontrollieren, dass die Durchblutung des Patienten nicht beeinträchtigt wird.

### VORSICHTSMASSNAHMEN

Dieses Produkt muss anfangs von einem Arzt oder einer entsprechend zugelassenen Fachkraft mit Kenntnis des Verwendungszwecks angepasst werden. Der Arzt bzw. die medizinische Fachkraft muss andere, mit der Versorgung des Patienten betraute medizinische Fachkräfte bzw. Gesundheitsdienstleister und den Patienten selbst über Anweisungen für die Anwendung des Produkts und etwaige Vorsichtsmaßnahmen informieren. Wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Arzt (oder die entsprechend zugelassene Fachkraft), wenn Sie bei der Verwendung dieses Produktes das Auftreten von veränderten Empfindungen, ungewöhnlichen Reaktionen, Schwellungen oder verstärktem Schmerz bemerken. Die Anweisungen des Arztes oder der zugelassenen Fachkraft bezüglich Länge und Dauer der Anwendung befolgen. Die Vorschriften und Richtlinien Ihrer Einrichtung hinsichtlich der Häufigkeit der Kontrolluntersuchungen des Patienten befolgen.