





## SIZING

FINGER SPRING  
SPRING COIL FINGER EXTENSION ASSIST

SINGLE PATIENT USE	
	NON-Sterile
	NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX
RX ONLY	FEDERAL U.S.A. LAW RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE OR USE BY OR ON THE ORDER OF A PHYSICIAN OR PROPERLY LICENSED PRACTITIONER.

## IMPORTANT INFORMATION

Please read all warnings and instructions before use. Correct application is essential for proper product function and to reduce the risk of injury or re-injury inherent with the use of any product.

## INTENDED USE

The DeRoyal® Finger Spring fits from the head of the metacarpian to the distal interphalangeal joint. The coil springs, at the lateral aspect of the proximal interphalangeal joint (PIP) act to increase PIP extension while allowing active flexion.

## CAUTIONS

- A physician or properly licensed practitioner (a "prescriber") who is familiar with the use and purpose of this product must fit it to the user. The prescriber has a duty to provide wearing instructions and risks related to the use of this product to other healthcare practitioners treating the users and the users themselves, including duration of use. The instructions provided in this sheet do not supersede hospital protocol or direct orders of the prescriber.
- Use only as directed by medical professional. Prolonged usage can result in muscle atrophy in the user. The user may require (1) a wearing period from the product to build muscle strength (2) regular physical therapy exercises to maintain the strength of the finger (3) a limitation on duration of use or (4) some combination of these.
- Inspect product for damaged or missing components before use.
- Discontinue use and consult your prescriber if the product or its components break or become damaged.
- Inspect the fit of the product on the patient to ensure fit is proper. **DO NOT OVERTIGHTEN.** Check regularly to ensure circulation is not compromised.
- Consult your prescriber immediately if you experience sensation changes, unusual reactions, swelling or increased pain while using this product. Discontinue use if pressure injuries develop.
- Take special care if the user is diabetic or has poor circulation as these users may have decreased skin sensitivity and are at greater risk for poor peripheral circulation and pressure injuries.

ANNEAU DE DOIGT  
ASSISTANCE D'EXTENSION RESSORT DE DOIGT

PRODUIT RESERVE A L'UTILISATION SUR UN SEUL PATIENT	
	NON STERILE
	NON FAISSE EN LATEX NATUREL
SUR ORDONNANCE UNIQUEMENT	LA LOI FÉDÉRALE AMÉRICAINE EXIGE QUE LE PRÉSENT PRODUIT SOIT VENDU OU UTILISÉ PAR OU SUR PRESCRIPTION D'UN MÉDECIN OU D'UN PRATICIEN AGRÉÉ.

## INFORMATION IMPORTANTE

Avant utilisation, lire l'ensemble des avertissements et des instructions. Une application correcte est essentielle pour que le produit soit efficace et pour réduire le risque de rechute ou de nouvelle blessure inhérente à l'utilisation de n'importe quel produit.

## USAGE PRÉVU


L'anneau de doigt DeRoyal® se place entre la tête métacarpienne et l'articulation interphalangienne distale. Les ressorts hélicoïdaux, au niveau de la partie antérieure de l'articulation interphalangienne proximale (PIP), assurent une augmentation de l'extension de l'articulation PIP tout en permettant la flexion active.

## PRÉCAUTIONS

- Un médecin ou un praticien agréé (un « prescripteur ») pour qui l'usage et la destination de ce produit sont familiers, doit l'ajuster à l'utilisateur. Le prescripteur doit fournir des instructions sur le port du produit, indiquer les risques liés à son utilisation et la durée d'utilisation aux autres praticiens de santé soignant l'utilisateur, ainsi qu'à l'utilisateur lui-même. Les présentes instructions ne remplacent pas le protocole hospitalier ou les instructions directes du prescripteur.
- Utiliser uniquement suivant les indications du praticien. Une utilisation prolongée peut entraîner une atrophie musculaire chez l'utilisateur. L'utilisateur peut avoir besoin (1) d'une période de réadaptation après le port du produit pour recouvrer la force musculaire (2) d'exercices réguliers de physiothérapie pour maintenir la force du doigt (3) d'une limitation de la durée d'utilisation ou bien (4) d'une combinaison des trois.
- Vérifier que le produit ne comporte pas d'éléments endommagés ou manquants avant de l'utiliser.
- Si le produit ou des éléments qui le constituent subissent des dommages ou se cassent, ne plus le porter et contacter le prescripteur.
- Vérifier sur le patient que le produit est parfaitement ajusté. **NE PAS TROP SERRER.** Vérifier régulièrement que la circulation du patient n'est pas entravée.
- Consulter immédiatement votre prescripteur en cas de sensations modifiées, de réactions inhabituelles, de gonflement ou de douleur accrue lors de l'utilisation.



Improving Care. Improving Business.<sup>®</sup>

FINGER SPRING  
SPRING COIL FINGER EXTENSION ASSISTFÉRULA DE DEDO CON MUELLE  
FÉRULA EXTENSORA DE DEDO CON MUELLE ESPIRALANNEAU DE DOIGT  
ASSISTANCE D'EXTENSION RESSORT DE DOIGTFINGERORTHESSE  
FINGERORTHESSE MIT SPIRALFEDER ZUR  
UNTERSTÜTZUNG DER STRECKUNGTUTORE A MOLLA PER DITO  
TUTORE A MOLLA PER ESTENSIONE DITOTALA DINÂMICA PARA DEDO DA MÃO  
TALA DINÂMICA PARA EXTENSÃO DE DEDO COM MOLA  
ESPIRALDYNAMISCHE VINGERSPALK  
VINGEREXTENSIEONDERSTEUNING MET SPIRAALVEERFINGERFJÄDER  
FINGEREXTENSIONSSTÖD MED FJÄDERPARMAK YAYI  
YAYLI SARMAL PARMAK EKSTANSİYON DESTEĞİΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ  
ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΚΤΑΣΗ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΠΙΡΑΛ

## Part#1-502G

Revised 2/2021

©2021 DeRoyal Industries, Inc.  
All Rights Reserved. DeRoyal, the DeRoyal logo, and Improving Care. Improving Business. are trademarks or registered trademarks of DeRoyal Industries, Inc.

Manufactured by:  
DeRoyal Industries, Inc.  
200 DeBusk Lane  
Powell, TN 37849 USA  
888.938.7828 or (001) 865.938.7828  
www.deroyal.com

EC REP  
Prinsesgracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

## ESPAÑOL


## SIZING

To determine splint length, measure involved finger from palmar crease to distal finger crease when finger is extended.

SIZE	LENGTH
A	2 1/2"
B	2 3/4"
C	3"
D	3 1/4"

## INSTRUCTIONS FOR USE

- To fit, slide splint onto finger so the proximal pad rests over the volar aspect of the metacarpal head and the coils lie lateral to the proximal interphalangeal joint.
- Adjust the fit of the proximal strap (strap located proximal to MP joint) by pulling the hook to the loop material.
- To secure the splint, wrap the strap at the distal dorsal pad around the volar surface of the finger. **NOTE:** The assistance into extension is adjusted via this strap. Cut excess strapping as needed.



## CARE INSTRUCTIONS

Hand wash in lukewarm water with a mild detergent. Air dry prior to wearing.

## STORAGE AND TRANSPORT CONDITIONS

	KEEP DRY
	KEEP AWAY FROM SUNLIGHT

In addition to the competent authority in the country where the patient resides, serious incidents must be reported to DeRoyal Industries, Inc.

## WARRANTY

DeRoyal® products are warranted for one hundred twenty (120) days from the date of shipment from DeRoyal as to product quality and workmanship. **DEROYAL'S WRITTEN WARRANTIES ARE GIVEN IN LIEU OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.**

## FRANÇAIS

## de ce produit. Arrêter l'utilisation si des escarres apparaissent.

- Préter une attention particulière aux utilisateurs diabétiques ou souffrant de problèmes circulatoires, car ces utilisateurs peuvent présenter une sensibilité réduite de la peau et le risque de problèmes de circulation périphérique et d'escarres est plus élevé dans leur cas.

## TAILLES

Pour déterminer la longueur de l'attelle, mesurer le doigt concerné entre le pli palmaire et le pli digital distal lorsque le doigt est tendu.

## TAILE

TAILLE	LONGEUR
A	2 1/2 po
B	2 3/4 po
C	3 po
D	3 1/4 po

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Pour ajuster l'attelle, la faire glisser sur le doigt, de sorte que le coussinet proximal s'appuie sur la face antérieure de la tête métacarpienne et que les ressorts se situent de chaque côté de l'articulation interphalangienne proximale.
- Régler l'ajustement de la sangle proximale (sangle située près de l'articulation MP) en tirant sur la fermeture auto-agrippante.
- Pour fixer l'attelle, enrôler la sangle au niveau du coussinet dorsal distal autour de la face antérieure du doigt. **REMARQUE :** L'assistance en extension est réglée à l'aide de cette sangle. Couper l'excédent de sangle si nécessaire.

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Laver à la main à l'eau tiède avec un détergent doux. Sécher à l'air avant la mise en place.

## CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT

	GARDER AU SEC
	TENIR À L'ABRI DE LA LUMIÈRE DU SOLEIL

Tout incident grave doit être signalé à l'autorité compétente du pays où réside le patient ainsi qu'à DeRoyal Industries, Inc.

## GARANTIE

Les produits DeRoyal® sont garantis qualité et main d'œuvre pendant cent vingt (120) jours à compter de la date d'expédition par DeRoyal. **LES GARANTIES ÉCRITES DE DEROYAL REMPLACENT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER.**

## DEUTSCH

FINGERORTHESSE  
FINGERORTHESSE MIT SPIRALFEDER ZUR  
UNTERSTÜZUNG DER STRECKUNG

EINPATIENTENGE BRAUCH
ENTHÄLT KEINEN NATURKAUTSCHUK

NUR ZUR VERWENDUNG DURCH ARZT- BZW. PFLEGEPERSONAL	DIESSES MEDIZINPRODUKT NUR VON EINEM ARZT BZW. EINER ZUGELASSENEN FACHKRÄFT ODER AUF ÄRZTLICHE VERORDNUNG HIN ABGEGEBEN WERDEN.
--	---

## WICHTIGE INFORMATIONEN

**! Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch alle Warnhinweise und Anweisungen. Eine korrekte Anpassung ist grundlegend für die einwandfreie Funktionsfähigkeit des Produkts und für die Reduktion der Verletzungs- bzw. Wiederentzündungsrisiken in Verbindung mit dem Gebrauch jeder Art von Produkt.**

## BESTIMMUNGSGEMÄSSE ANWENDUNG

Die Fingerorthese von DeRoyal® verläuft vom Kopf des Mittelhandknöchens bis zum Fingerendgelenk. Die Spiralfedern an der Lateralseite des Fingermittelgelenks (PIP) unterstützen die Streckung dieses Gelenks, lassen jedoch zugleich seine aktive Beugung zu.

## VORSICHTSHINWEISE

- Das Produkt muss durch einen Arzt oder eine medizinische Fachkraft mit entsprechender Zulassung („Verordner“), die mit seiner Verwendung und seinem Zweck vertraut ist, angepasst werden. Der Verordner hat die Pflicht, Anweisungen fürs Tragen zu erläutern und andere an der Pflege beteiligte medizinische Fachkräfte sowie den Patienten selbst über die Risiken in Verbindung mit der Verwendung des Produkts sowie über die Dauer der Anwendung aufzuklären. Die mit diesem Blatt erteilte Anleitung ersetzt nicht das Krankenhausprotokoll oder die direkten Anweisungen des Verordners.
- Nur gemäß den Anweisungen des Arztes bzw. der medizinischen Fachkraft benutzen. Länger andauernde Verwendung kann bei dem Benutzer führen. Der Verordner benötigt möglicherweise (1) eine gewisse Zeit für die Entwöhnung von dem Produkt, um die Muskulatur wieder aufzubauen (2), regelmäßige krankengymnastische Übungen zur Aufrechterhaltung der Kraft im Finger (3), eine Einschränkung der Anwendungsdauer (4) bzw. eine Kombination aller dieser Maßnahmen.
- Kontrollieren Sie das Produkt auf beschädigte oder fehlende Komponenten.
- Unterbrechen Sie die Anwendung und wenden Sie sich an den Verordner

**TUTORE A MOLLA PER DITO****TUTORE A MOLLA PER ESTENSIONE DITO**

PER UTILIZZO SU UN UNICO PAZIENTE	
	NON STERILE
	NON IN LATTICE DI GOMMA NATURALE
	SOLO SU PRESCRIZIONE MEDICA
LE LEGGI FEDERALI DEGLI STATI UNITI D'AMERICA LIMITANO LA VENDITA DEL PRESENTE DISPOSITIVO A MEDICI, A PERSONALE AUTORIZZATO O A OPERATORI SANITARI ABILITATI.	

**INFORMAZIONI IMPORTANTI**

Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni prima dell'uso. Applicare correttamente il prodotto è fondamentale per garantirne il regolare funzionamento e ridurre il rischio di lesioni o ri-lesioni insito nell'uso di qualsiasi tipo di prodotto.

**USO PREVISTO**

Il tutore a molla per dito DeRoyal® va dalla testa dell'osso metacarpale all'articolazione interfalangea distale. Le molle sulla faccia laterale dell'articolazione interfalangea prossimale (PIP) aumentano l'estensione della PIP consentendo comunque la flessione attiva.

**PRECAUZIONI**

- Questo prodotto deve essere applicato all'utilizzatore da un medico o da un operatore sanitario abilitato ("prescrittore") che ne conosca l'utilizzo e la finalità. Il prescrittore ha il dovere di fornire istruzioni per indossare il prodotto e informazioni sui rischi correlati all'uso di questo prodotto ad altri operatori sanitari che hanno in cura gli utilizzatori e agli utilizzatori stessi, compresa la durata di utilizzo. Le istruzioni fornite in questo foglietto non sostituiscono il protocollo ospedaliero o le indicazioni dirette del prescrittore.
- Utilizzare esclusivamente come indicato dal medico curante. L'uso prolungato può provocare atrofia muscolare nell'utilizzatore. L'utilizzatore potrebbe necessitare di (1) un periodo di adattamento dopo la sospensione dell'uso del prodotto per potenziare la forza muscolare, (2) esercizi fisioterapici regolari per conservare la forza del dito, (3) un limite nella durata dell'utilizzo del prodotto o di (4) una qualsiasi combinazione di questi fattori.
- Prima dell'uso, controllare che il prodotto non presenti danni né componenti mancanti.
- Sospendere l'uso e consultare il prescrittore qualora il prodotto o i suoi componenti si rompano o subiscano danni.
- Verificare che il prodotto si adatti perfettamente al paziente. **NON STRINGERE ECESSIVAMENTE.** Controllare con regolarità per verificare che la circolazione sanguigna non venga compromessa.
- Rivolgersi immediatamente al prescrittore se si

**DYNAMISCHE VINGERSPALK****VINGEREXTENSIEONDERSTEUNING MET SPIRAALVEER**

UITSLUITEND BEDOELD VOOR GEBRUIK BIJ ÉEN PATIËNT	
	NIET-STERIEL
	NIET VERVAARDIGD UIT NATUURLATEX
	GEBRUIK UITSLUITEND OP VOORSCHRIFT VAN MEDISCH PERSONNEL
VOLGENS FEDERALE WETGEVING IN DE VS MAG DIT PRODUCT UITSLUITEND WORDEN VERKOCHT OF GEBRUIKT DOOR OP AANWIJZING VAN EEN ARTS OF EEN GEDIPLOMEERDE GEZONDHEIDSWERKER.	

**BELANGRIJKE INFORMATIE**

Lees vóór gebruik alle waarschuwingen en instructies door. Voor een goede werking van het product is het essentieel dat het op de juiste manier wordt aangebracht. Dat verkleint ook de kans op letsel of herhieuwd letsel, dat inherent is aan het gebruik van een product.

**BEHOOG GEBRUIK**

De Royal® dynamische vingerspalk wordt aangebracht vanaf de kop van het os metacarpale tot het distale interfalangeale gewricht. De spiraalveren op het laterale deel van het proximale interfalangeale (PIP) gewricht zorgen voor meer PIP-extensie en staan actieve flexie toe.

**AANDACHTSPUNTEN**

- Een arts of bevoegde beroepsbeoefenaar (een "voorschrijver") die bekend is met het gebruik en het doel van dit product moet dit bij de gebruiker aanmeren. De voorschrijver is verplicht aan andere zorgverleners die de gebruiker behandelen en de gebruiker zelf instructies voor het dragen te geven en de risico's aan te geven die verbonden zijn aan het gebruik van dit product, evenals de duur van het gebruik. De instructies op dit blad zijn niet bedoeld ter vervanging van het ziekenhuisprotocol of directe instructies van de voorschrijver.
- Gebruik de spalk alleen op de door uw medisch professional voorgeschreven wijze. Langdurig gebruik kan bij de gebruiker tot spieratrofie leiden. De gebruiker heeft mogelijk (1) een ontwenningsperiode nodig om de kracht van de vinger in stand te houden (3) een beperkte gebruiksduur nodig, of (4) een combinatie van deze.
- Inspecteer vóór gebruik of geen van de onderdelen van het product beschadigd is of ontbrekt.
- Stop met het gebruik en raadpleeg uw voorschrijver als het product of onderdelen ervan stuk gaan of beschadigd raken.
- Controleer of het product goed aansluit op de patiënt. **NIET TE STRAK AANBRENGEN.** Controleer regelmatig of de bloedcirculatie niet bekend is geraakt.
- Raadpleeg uw voorschrijver onmiddellijk als u een veranderd gevoel, ongewone reacties, zwelling of verhoogde pijn ervaart tijdens het gebruik van dit product. Stop met het gebruik als er drukverwondingen

**PARMAK YAYI****YALIYI SARMAL PARMAK EKSTANSİYON DESTEĞİ**

TEK HASTADA KULLANIM İÇİN	
	STERİL DEĞİL
	DOĞAL KAUÇUK LATEKS İÇERMEZ
	A.B.D. FEDERAL KANUNLARINA GÖRE BU CİHAZ SADECE BIR DOKTOR (VEYA UYGUN SEKLDE LISANSILI UYGULAYICI) TARAFINDAN VEYA EMRIYLE SATILIBILİR.

**ÖNEMLİ BİLGİLER**

Lütfen kullanmadan önce tüm uyarıları ve talimatları dikkatlice okuyun. Doğru uygulama ürünün doğru çalışması ve herhangi bir ürünün kullanımından doğan yaralanma veya tekrar yaralanma riskini azaltmada önemlidir.

**KULLANIM AMACI**

DeRoyal® Parmak Yayı, metakarpal ekleminden distal interfalangeal eklemeye doğru yerlesir. Proksimal interfalangeal eklem (PIP) yan yüzündeki sarmal yaraların, aktif fleksiyona izin verirken PIP ekstansiyonunu artırma görevi görür.

**ÖNLEMLER**

- Bu ürünün kullanımını ve amaciına bir hekim veya uygun lisanslı sahib bir pratikçi (bir "reçete yazan") tarafından dikkatlice okuyun. Doğru uygulama ürünün doğru çalışması ve herhangi bir ürünün kullanımından doğan yaralanma veya tekrar yaralanma riskini azaltmada önemlidir.
- Yalnızca uzmanı tarafından geliştirilen şekilde kullanılır. Ürün üzerinde kullanımın安全性 ve işçılık açısından DeRoyal'ın sevkîyat tarihinden itibaren yüz yıl (120) gün garantilidir.
- DeROYAL'IN YAZILI GARANTİLERİ SATILABILIRLIK VEYAHOLMULÜR BIR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERİNE HERHANGİ BİR ZİMMİ GARANTİNİN YERİNÉ VERİLİR.
- Ciddi olaylar, hastanın ikamet ettiği ülkedeki yetkilik makama ek olarak DeRoyal Industries, Inc.'ye bildirilmelidir.
- GARANTI** DeRoyal'ın ürünlerini ürün kalitesi ve işçılık açısından DeRoyal'ın sevkîyat tarihinden itibaren yüz yıl (120) gün garantilidir.
- DeROYAL'IN YAZILI GARANTİLERİ SATILABILIRLIK VEYAHOLMULÜR BIR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERİNE HERHANGİ BİR ZİMMİ GARANTİNİN YERİNÉ VERİLİR.

riscontrano cambiamenti della sensibilità, reazioni insolite, tumefazioni o dolore prolungato durante l'impiego di questo prodotto. Sospendere l'uso qualora insorgano lesioni da pressione.

• Si raccomanda una particolare attenzione se l'utilizzatore è affetto da diabète o disturbi circolatori, poiché questi utilizzatori potrebbero avere una ridotta sensibilità cutanea e sono quindi esposti a maggiori rischi di cattiva circolazione periferica e lesioni da pressione.

**MISURE**

Per determinare la lunghezza del tutore, estendere il dito interessato e misurare la distanza dalla plica palmarie alla plica distale del dito.

**MISURA LUNGHEZZA**

A	2 1/2"	6,3 cm
B	2 3/4"	6,9 cm
C	3"	7,6 cm
D	3 1/4"	8,2 cm

**ISTRUZIONI PER L'USO**

- Inserire il dito nel tutore in modo che il cuscinetto prossimale si trovi sulla faccia volare della testa metacarpale e le molle siano laterali rispetto all'articolazione interfalangea prossimale.
- Regolare la tensione della fascia prossimale (situated in posizione prossimale rispetto all'articolazione MP) tirando la parte con la chiusura a strappo.
- Per fissare il tutore, avvolgere la fascia del cuscinetto dorsale distale intorno alla superficie volare del dito.
- NOTA:** regolare l'entità dell'assistenza all'estensione con questa fascia. Tagliare la fascia in eccesso secondo necessità.

**ISTRUZIONI PER LA CURA DEL PRODOTTO**

Lavare a mano in acqua tiepida con un detergente delicato. Asciugare all'aria prima dell'uso.

**CONSERVAZIONE E TRASPORTO**

TENERE ASCIUTTO

TENERE AL RIARIO DALLA LUCE SOLARE

Oltre che all'autorità competente del paese di residenza del paziente, gli incidenti gravi devono essere segnalati anche a DeRoyal Industries, Inc.

**GARANZIA**

I prodotti DeRoyal® sono garantiti per centoventi (120) giorni dalla data di spedizione dallo stabilimento DeRoyal per quanto riguarda qualità e lavorazione del prodotto.

**LE GARANZIE SCRITTE DI DERROYAL SOSTITUISCONO QUALESQUI GARANZIA IMPLICITA, IVI COMPRESE LE GARANZIE DI COMMERCIALIBILITÀ O IDONEITÀ PER UN USO SPECIFICO.**

**ontstaan.**

- Als de gebruiker diabetisch patiënt is of een slechte bloedcirculatie heeft, dient extra zorgvuldigheid in acht te worden genomen. Bij deze gebruikers kan de huid minder gevoelig zijn waardoor ze kans hebben op een slechte perifere doorbloeding en drukverwondingen.

**MAAT NEMEN**

Om de lengte van de spalk te bepalen, de betreffende vinger vanaf de palmaire plooït tot de distale vingerplooït meten waarbij de vinger strekt is.

**MAAT**

MAAT	LENGTE
A	2 1/2"
B	2 3/4"
C	3"
D	3 1/4"

**GEBRUIKSAANWIJZING**

- Schrijf de spalk over de vinger zodat het proximale kussentje op het volaire deel van de kop van het os metacarpale rust en de spiralen lateraal aan het proximale interfalangeale (PIP) gewricht liggen.
- Stel de pasvorm van het proximale bandje (het bandje proximaal aan het MP-gewricht) af door het haakjesband naar het lusjesband te trekken.
- Om de spalk vast te zetten, het bandje aan het distale, dorsale kussentje rond het volaire oppervlak van de vinger wikkelen. **OPMERKING:** De ondersteuning bij de extensie wordt via dit bandje afgesteld. Knip overtuigend band zo nodig af.

**ONDERHOUDSINSTRUCTIES**

Met de hand wassen in lauw water met een mild reinigingsmiddel. Alvorens te dragen aan de lucht laten drogen.

**OMSTANDIGHEDEN VOOR OPSLAG EN TRANSPORT**

DROOG BEWAREN

HOUD DIT PRODUCT VERWIJDERT VAN DIRECT ZONLICHT

Ergste incidenten moeten worden gemeld aan de bevoegde instantie in het land waarin de patiënt woonachtig is en aan DeRoyal Industries, Inc.

**GARANTIE**

Voor DeRoyal® producten geldt een garantieperiode, voor wat betreft de productkwaliteit en het vakmanschap, van honderdtwintig (120) dagen vanaf de verzenddatum vanuit DeRoyal. **DE SCHRIFTLIQUE GARANTIES VAN DERROYAL KOMEN IN DE PLAATS VAN ALLE IMPLICITE GARANTIES, MET INBEGRIJP VAN GARANTIES INZAKE DE VERKOOPBAARHEID OF DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.**

**BEDEN BELIRLEME**

Atel uzunluğunu belirlemek için, parmak ekstansiyon halindeyken ilgili parmağın avuç içi oyundan distal parmak oyuğuna kadarki mesafesini ölçün.