



DeRoyal uses the symbols and meanings from standards ISO 15523-1. These symbols are placed next to the text explaining their meaning in this instructions for use (IFU). A complete symbols glossary is available online at deroyal.com/symbols or by contacting customer service.

NASOPHARYNGEAL TEMPERATURE PROBE

| | |
|--|--|
| | DO NOT RESTERILIZE |
| | DO NOT REUSE |
| | MEDICAL DEVICE |
| | STERILIZED WITH ETHYLENE OXIDE |
| | NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX |
| | FEDERAL U.S.A. LAW RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE OR USE BY OR ON THE ORDER OF A PHYSICIAN OR PROPERLY LICENSED PRACTITIONER. |

IMPORTANT
Please read all warnings and instructions before use. Correct application is essential for proper product function and to reduce the risk of injury.

INTENDED USE
The DeRoyal® Nasopharyngeal Temperature Probe is to be used for routine monitoring of core body temperature.

PRODUCT DESCRIPTION
Probe is inserted nasally. It is sterile, individually packaged, and comes in different sensor types. It has a low-friction surface finish to improve ease of insertion. The temperature sensor beneath the distal tip is highly accurate and designed to be compatible with the temperature monitor using the appropriate DeRoyal® reusable interface cable.

CONTRAINDICATIONS
• The use of this device in the nasopharynx cavity may be contraindicated in patients with esophageal diverticulum or stenosis, in neoplas or small infants undergoing neck surgery and in patients undergoing a tracheotomy or insertion of an internal jugular catheter.
• Nasopharyngeal insertion is not recommended for patients who are taking anticoagulants or when manipulation of mucosa is undesirable.
• DO NOT use rectally.

WARNINGS
• Not tested for use in MR environments. Use in an MR environment may cause burn to patient or other serious injury.
• Inspect packaging for any damage and product for any damage, contamination or missing parts prior to use.
• While adverse events are rare, the following have been reported to be associated with the use of temperature probes during insertion while the device was in use:
• airway obstruction
• aspiration pneumonia
• bronchial insertion
• electrical burns
• epistaxis
• esophageal abrasion
• esophageal perforation
• tracheal insertion
• trauma to pharynx

SONDE DE TEMPÉRATURE NASOPHARYNGIENNE

| | |
|--|---|
| | NE PAS RESTÉRILISER |
| | NE PAS RÉUTILISER |
| | DISPOSITIF MÉDICAL |
| | STÉRILISÉE À L'OXÉDRE D'ÉTHYLÈNE |
| | NON FAIRÉ EN LATEX NATUREL |
| | SUR ORDONNANCE UNIQUEMENT LA LOI FÉDÉRALE AMÉRICAINE EXIGE QUE LE PRÉSENT PRODUIT SOIT VENDU OU UTILISÉ PAR OU SUR PRESCRIPTION D'UN MÉDECIN OU D'UN PRATICIEN AGREE. |

IMPORTANT
Avant utilisation, lire l'ensemble des avertissements et des instructions. Une application correcte est essentielle pour que le produit soit efficace et pour réduire le risque de blessure.

USAGE PRÉVU
La sonde de température nasopharyngée DeRoyal® est utilisée pour la surveillance ordinaire de la température interne du corps.

DESCRIPTION DU PRODUIT
La sonde est introduite dans le nez. Elle est stérile, sous emballage individuel et proposée avec différents types de capteur. Sa finition de surface à faible friction permet d'optimiser son insertion. Le capteur de température, sous la pointe distale, est extrêmement précis et conçu pour être compatible avec le moniteur de température en utilisant le câble d'interface réutilisable DeRoyal® approprié.

CONTRE-INDICATIONS
• L'utilisation de ce dispositif dans la cavité nasopharyngienne peut être contre-indiquée chez les patients présentant une sténose ou une obstruction de la cavité nasopharyngienne, chez les jeunes enfants sous chirurgie cervicale et chez les patients sous trachéotomie ou équipés d'un cathéter jugulaire interne.
• L'insertion nasopharyngienne n'est pas recommandée chez les patients sous traitement anticoagulant ou lorsqu'une manipulation de la muqueuse n'est pas souhaitable.

AVERTISSEMENTS
• Non testée pour utilisation en environnement MR. L'utilisation d'un environnement MR peut brûler le patient ou provoquer d'autres blessures graves.

• Vérifier que l'emballage n'est pas endommagé, que le produit n'est pas contaminé ou qu'il ne manque pas des pièces avant l'utilisation.

• Bien que les effets indésirables soient rares, les suivants ont été signalés en association avec l'utilisation de sondes de température, lors de l'insertion ou pendant l'utilisation du dispositif:
• obstruction des voies respiratoires
• pneumonie par aspiration
• Insertion bronchiale

- May cause epistaxis (nosebleed). In the pregnant patient, children with large adenoids, and patients with clotting disorders, the incidence of epistaxis is high.
- The mucosal temperature can vary based on exact location (i.e., anterior versus posterior mucosa) and respiratory cycle (i.e., inspiration versus expiration). The exact location and timing of the respiratory cycle should be noted and taken into consideration when using a nasopharyngeal temperature probe.

CAUTIONS
• Lubricate the probe with a medical grade water-soluble lubricant before insertion and use accepted medical techniques during insertion and removal of the probe.

• Take care to ensure that the cable and connector do not get wet and that proper techniques are used during electro-surgical procedures to reduce radio frequency interference current and potential risk to the patient.

• An adequate electro-surgical dispersive ground electrode close to the active surgical site should be properly connected.

• DO NOT intertwine the cables, especially the monitor cables, with the electro-surgical unit's cables.

• The operation of the patient temperature monitor may be temporarily affected during electro-surgical activations. Unusual temperature readings should be checked.

• If probe has inaccurate, unstable, or no temperature readings, discard and replace.

• The nasopharyngeal probe is intended to be used with DeRoyal-approved interface cables. Use with an incompatible cable may affect performance.

MR COMPATIBILITY

The DeRoyal® Temperature Probe has **NOT** been evaluated for safety and compatibility in the MR environment. It has not been tested for heating, migration, or image artifact in the MR environment. The safety of the Probe in the MR environment is unknown. Scanning a patient who has this medical device may result in patient injury.

DIRECTIONS FOR USE

1. Remove the Nasopharyngeal Temperature Probe from its sterile package.
2. Verify the compatibility of the probe, interface cable, and patient monitor.
3. Lubricate the probe tip with a suitable water soluble lubricant.
4. Insert the probe and guide it through the nasal cavity into the nasopharynx cavity.
5. Connect the temperature probe to the appropriate reusable temperature cable from DeRoyal. Connect the cable to the patient monitor. Secure the cable using drape clip.
6. Follow the directions for use of the patient temperature monitor instrument.
7. Disconnect the probe (at the connector) and discard the probe. To disconnect, grasp both connectors firmly and pull. **DO NOT** pull on cable or wire.
8. This probe is **NOT** reusable.
9. Discard according to facility protocol.

OPERATING SPECIFICATIONS

- Rated output range: 25° to 45° Celsius
- The reference body site is the core body temperature.
- The measuring site is the nasopharynx.
- Accurate to +/- 0.2° Celsius
- Time response:

• The temperature probe has a direct mode of operation.

STORAGE AND TRANSPORT CONDITIONS

| | |
|--|---------------------------------------|
| | KEEP DRY |
| | KEEP AWAY FROM SUNLIGHT |
| | DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED |
| | RELATIVE HUMIDITY: 85% NON-CONDENSING |
| | STORAGE TEMPERATURE: -25°C TO +55°C |
| | OPERATING TEMPERATURE: 25°C TO 45°C |

In addition to the competent authority in the country where the patient resides, serious incidents must be reported to DeRoyal Industries, Inc.

WARRANTY
DeRoyal® products are warranted for one hundred twenty (120) days from the date of shipment from DeRoyal as to product quality and workmanship. **DEROYAL'S WRITTEN WARRANTIES ARE GIVEN IN LIEU OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.**

NOTES

• Please read all warnings and instructions before use. Correct application is essential for proper product function and to reduce the risk of injury.

• The DeRoyal® Nasopharyngeal Temperature Probe is to be used for routine monitoring of core body temperature.

• PRODUCT DESCRIPTION

Probe is inserted nasally. It is sterile, individually packaged, and comes in different sensor types. It has a low-friction surface finish to improve ease of insertion. The temperature sensor beneath the distal tip is highly accurate and designed to be compatible with the temperature monitor using the appropriate DeRoyal® reusable interface cable.

• CONTRAINDICATIONS

• The use of this device in the nasopharynx cavity may be contraindicated in patients with esophageal diverticulum or stenosis, in neoplas or small infants undergoing neck surgery and in patients undergoing a tracheotomy or insertion of an internal jugular catheter.

• Nasopharyngeal insertion is not recommended for patients who are taking anticoagulants or when manipulation of mucosa is undesirable.

• DO NOT use rectally.

WARNINGS

• Not tested for use in MR environments. Use in an MR environment may cause burn to patient or other serious injury.

• Inspect packaging for any damage and product for any damage, contamination or missing parts prior to use.

• While adverse events are rare, the following have been reported to be associated with the use of temperature probes during insertion while the device was in use:

• airway obstruction

• aspiration pneumonia

• bronchial insertion

• electrical burns

• epistaxis

• esophageal abrasion

• esophageal perforation

• tracheal insertion

• trauma to pharynx

CHARACTERISTICS OF FUNCTIONING

• Place de sortie minimale: 25° à 45° Celsius

• La partie corporelle de référence est la température corporelle.

• Le site de mesure est le nasopharynx.

• Précision à +/- 0.2° Celsius

• Temps de réponse :

• La sonde de température a un mode de fonctionnement direct.

• Le délai transitoire maximal de chauffage est de 40 secondes.

• Le délai transitoire maximal de refroidissement est de 30 secondes.

CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT

| | |
|--|--|
| | GARDER AU SEC |
| | TENIR À L'ABRI DE LA LUMIÈRE DU SOLEIL |
| | NE PAS UTILISER SI L'EMBALLAGE EST ENDOMMAGÉ |
| | HUMIDITÉ RELATIVE : 85 % SANS CONDENSATION |
| | TEMPÉRATURE DE STOCKAGE : 25°C À +55°C |
| | TEMPÉRATURE DE SERVICE : 25°C À 45°C |

Tout incident grave doit être signalé à l'autorité compétente du pays où réside le patient ainsi qu'à DeRoyal Industries, Inc.

GARANTIE

Les produits DeRoyal offrent une garantie qualité et main-d'œuvre de cent vingt (120) jours à compter de la date d'expédition par DeRoyal. **LES GARANTIES ÉCRITES DE DEROYAL REMPLacent TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ À UN USAGE ARTICULIER.**

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Sortir la sonde de température nasopharyngée de son emballage stérile.

2. Vérifier la compatibilité de la sonde, du câble d'interface et du moniteur du patient avant utilisation.

3. Lubrifier la pointe de la sonde avec un lubrifiant hydrosoluble approprié.

4. Insérer la sonde et la guider à travers la cavité nasale jusqu'à la cavité nasopharyngée.

SONDE DE TEMPERATURA NASOFARÍNGEA

| | |
|--|--|
| | NO VOLVER A ESTERILIZAR |
| | NO REUTILIZAR |
| | DISPOSITIVOS MÉDICOS |
| | ESTERILIZADA CON ÓXIDO DE ETILENO |
| | NO REALIZADA CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL |

LALY FEDERAL DE EE.UU. SIGUE LA PRESENTACIÓN DE UNA PRESCRIPCIÓN DEL MEDICO O PROFESIONAL SANITARIO AUTORIZADO PARA EL USO Y LA VENTA DE ESTE DISPOSITIVO.

IMPORTANTE

Lea todas las advertencias e instrucciones antes de usar este producto. Es esencial aplicarlo correctamente para que funcione de forma adecuada y para reducir el riesgo de lesiones.

USO PREVISTO

</

